

令和8年4月吉日

お客様 各位

一般財団法人 雑賀技術研究所

製品の保存方法変更に関するご案内

拝啓 平素は弊所製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

弊所が販売しております下記製品につきまして、品質管理の観点から保存方法を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。なお、本変更は容器仕様の見直しにより冷凍保存が可能になったことに伴うものであり、製品の性能に変更はございません。既にご購入いただいている製品につきましては、従来の保存方法にて保存いただきますようお願い申し上げます。

お客様にはお手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

今後とも相変わらずのご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。



敬具

記

1. 対象製品

製品番号	製品名	容量
49107-14	食物アレルギー抽出試薬	A液 100 mL×1本、B液 0.5 mL×1本
49107-15		A液 100 mL×5本、B液 0.5 mL×5本
49107-16	食物アレルギー抽出試薬 P	A液 100 mL×1本、B液 0.5 mL×1本
49107-17		A液 100 mL×5本、B液 0.5 mL×5本

2. 変更内容

変更前	変更後
冷蔵保存 (0°C~6°C)	冷凍保存 (-20°C~0°C)
セット内容 	セット内容 A液のみ 容器変更 

変更前	変更後
<p>外箱ラベル</p> <div data-bbox="357 365 758 674" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right;">試験研究用試薬</p> <p>食物アレルギー抽出試薬 Code. FA101 Lot. 610826</p> <hr/> <p>成分情報：A液：緩衝剤および界面活性剤を含有する水溶液 B液：還元剤を含む水溶液</p> <p>注意事項：保護手袋および保護眼鏡など着用して下さい。眼、皮膚、衣類などについた場合、多量の水で洗い流して下さい。暴露または暴露の懸念がある場合、医師の診断/手当を受けること。詳しくは、添付の製品規格書をご覧ください。</p> <p style="text-align: right;">冷蔵 保管</p> <p style="font-size: small;">〒540-0292 和歌山県和歌山市黒田二丁目1番20号 Tel: 073-474-0860 SAIKA 一般財団法人 雑賀技術研究所</p> </div>	<p>外箱ラベル</p> <div data-bbox="884 365 1313 665" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right;">試験研究用試薬</p> <p>食物アレルギー抽出試薬 Code. FA101 Lot. 640311</p> <hr/> <p>保存方法：冷凍(−20℃～0℃)</p> <p>成分情報：A液：緩衝剤および界面活性剤を含有する水溶液 B液：還元剤を含む水溶液</p> <p>注意事項：保護手袋および保護眼鏡など着用して下さい。眼、皮膚、衣類などについた場合、多量の水で洗い流して下さい。暴露または暴露の懸念がある場合、医師の診断/手当を受けること。詳しくは、添付の製品規格書をご覧ください。</p> <p style="text-align: right;">一般財団法人 雑賀技術研究所 和歌山県和歌山市黒田二丁目1番20号 Tel: 073-474-0860</p> </div>
<p>A液ラベル</p> <div data-bbox="408 757 753 1025" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">試験研究用試薬 (冷蔵保管) 食物アレルギー抽出試薬 A液 Code.FA101/Lot.6403111A</p> <p>取扱い等の注意事項については、 製品規格書をご確認下さい。 一般財団法人雑賀技術研究所 TEL:073-474-0860</p> </div>	<p>A液ラベル</p> <div data-bbox="927 757 1283 1025" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">試験研究用試薬 食物アレルギー抽出試薬 A液 Code.FA101/Lot.6403111A</p> <p style="text-align: center;">【冷凍(−20℃～0℃)】 取扱い等の注意事項：製品規格書参照 一般財団法人雑賀技術研究所 TEL:073-474-0860</p> </div>
<p>B液ラベル</p> <div data-bbox="408 1084 743 1352" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">試験研究用試薬 (冷蔵保管) 食物アレルギー抽出試薬 B液 Code.FA101/Lot. 6403111B</p> <p>取扱い等の注意事項については、 製品規格書をご確認下さい。 一般財団法人雑賀技術研究所 TEL:073-474-0860</p> </div>	<p>B液ラベル</p> <div data-bbox="922 1084 1275 1352" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">試験研究用試薬 食物アレルギー抽出試薬 B液 Code.FA101/Lot.6403111B</p> <p style="text-align: center;">【冷凍(−20℃～0℃)】 取扱い等の注意事項：製品規格書参照 一般財団法人雑賀技術研究所 TEL:073-474-0860</p> </div>

3. 運用開始

令和8年5月1日受注分より

4. 使用および保存上の注意

解凍は冷蔵または室温にて行ってください。

使用前に内容物を十分に混和してください。

開封後は、速やかに使用してください。

品質保持のため、凍結・解凍の繰り返しは避けてください。

以上

お問合せ先：一般財団法人 雑賀技術研究所 研究開発室

住所：和歌山県和歌山市黒田二丁目1番20号

TEL：073-474-0860